



technoclone


MANGELPLASMEN


Faktor II, V, VII, VIII, IX, X, XII
Fitzgerald Trait und Fletcher Trait Mangelplasma

Mangelplasmen der Faktoren VIII, IX, X, XI, XII nativ und immundepletiert erhältlich!

A clear view into the future!

FAKTORBESTIMMUNGEN

Faktoren des intrinsischen Weges werden mit aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) Reagenzien unter Verwendung von Faktor VIII, IX, XI, XII Mangelplasmen bzw. Fitzgerald Trait und Fletcher Trait -Mangelplasmen getestet.



Faktoren des extrinsischen und gemeinsamen Weges werden mit Prothrombinzeit (PT) Reagenzien unter Verwendung von Faktor II, V, VII oder X - Mangelplasmen getestet.

| Produkt | Beschreibung | REF | Packung |
|---------------------------------|---|---------|-----------|
| Faktor II Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor II Mangelplasma, immundepletiert | 5114008 | 5 x 1 ml |
| Faktor V Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor V Mangelplasma, immundepletiert | 5134004 | 5 x 1 ml |
| Faktor VII Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor VII Mangelplasma, immundepletiert | 5144015 | 5 x 1 ml |
| Faktor VIII Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor VIII Mangelplasma, immundepletiert | 5154002 | 5 x 1 ml |
| | | 5154004 | 50 x 1 ml |
| | Lyophilisiertes Faktor VIII Mangelplasma, nativ | 5154007 | 5 x 1 ml |
| | | 5154016 | 50 x 1 ml |
| Faktor IX Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor IX Mangelplasma, immundepletiert | 5164003 | 5 x 1 ml |
| | | 5164004 | 50 x 1 ml |
| | Lyophilisiertes Faktor IX Mangelplasma, nativ | 5164008 | 5 x 1 ml |
| | | 5164016 | 50 x 1 ml |
| Faktor X Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor X Mangelplasma, immundepletiert | 5174006 | 5 x 1 ml |
| | Lyophilisiertes Faktor X Mangelplasma, nativ | 5174004 | 5 x 1 ml |
| Faktor XI Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor XI Mangelplasma, nativ | 5184004 | 5 x 1 ml |
| | Lyophilisiertes Faktor XI Mangelplasma, immundepletiert | 5184006 | 5 x 1 ml |
| Faktor XII Mangelplasma | Lyophilisiertes Faktor XII Mangelplasma, nativ | 5194008 | 5 x 1 ml |
| | Lyophilisiertes Faktor XII Mangelplasma, immundepletiert | 5194007 | 5 x 1 ml |
| Fitzgerald Trait Plasma | Lyophilisiertes High Molecular Weight Kininogen Mangelplasma, immundepletiert | 5204006 | 2 x 1 ml |
| Fletcher Trait Plasma | Lyophilisiertes Prekallikrein Mangelplasma, nativ | 5205006 | 2 x 1 ml |

